



TECNOMED 2000
electromedicina

Balanza pesapersonas de suspensión verificada compacta: móvil y de fácil manejo de la firma KERN





Características Generales:

- Verificada conforme a la clase III
- Autorización médica conforme a 93/42/EEC
- Manejo fácil y **cómodo mediante 2 teclas**
- Sus compactas dimensiones proporcionan una **gran movilidad**
- **Gran pantalla LCD** que resulta cómoda de leer incluso estando lejos
- **Función Dynamic Weighing** para la determinación de un valor de pesaje estable, ideal para pacientes que no pueden permanecer quietos
- **Función Data Hold**, cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el display LCD se "congela" automáticamente hasta que se pulse la tecla REPETIR
- **Función AUTO-OFF** para ahorrar energía, ajustable
- Idónea para uso con sistemas de suspensión de pacientes on ojales que giran 360° para enganchar la báscula
- Ojales para ganchos. Diámetro interior de 12mm.
- 3 años de garantía

Datos Técnicos:

- Pantalla LCD, altura de dígitos 25mm
- Dimensiones totales incluidos los ojales para ganchos: A x P x A: 120 x 58 x 160mm
- Pilas incluidas, 6 x 1,5V AAA
- Peso neto: 0,75 Kg aprox.

Modelo	Campo de pesaje (Máx) Kg	Lectura (d) Kg	Valor de Verificación (e) Kg
KEMHS300K100M	300	0,1	0,1

** En la UE, la verificación de las balanzas destinadas a uso médico está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para ello necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.*

- *Verificación obligatoria por ley: Ref: 965-129 54.-€*
- *Certificado de Calibración DKD opcional: Ref: 963-129 112.-€*