



**TECNOMED 2000**  
electromedicina

**Báscula médica para bebés, verificada, de uso profesional de la firma KERN**

Referencia: KEMBP12K5BM



TECNOMED 2000

C/ Palos de la Frontera, 4 - 28012 - Madrid

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: [admin.2000@tecnomed2000.com](mailto:admin.2000@tecnomed2000.com)

[www.tecnomed2000.com](http://www.tecnomed2000.com)



### Características Generales:

- Verificada conforme a la clase III
- Autorización médica conforme a 93/42/EEC
- Plato con superficie ergonómica de plexiglás, desmontable, higiénico y fácil de limpiar
- La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
- Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
- **Función Dynamic Weighing** para la determinación de un valor de pesaje estable, ideal para bebés que no pueden permanecer quietos dado que se deducen las sacudidas
- **Función Data Hold**, cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en el display LCD se "congela" automáticamente hasta que se pulse la tecla REPETIR
- Funcionamiento con acumulador interno en serie recargable. Tiempo de funcionamiento aproximado 100 horas. Tiempo de carga aproximado 8 horas
- **1** Aparato indicador ergonómico con teclas grandes y display LCD de gran contraste
- **2** Cinta métrica integrada (cm, pulgadas) en el plato de pesaje; permite medir y pesar al bebé de una vez

### Datos Técnicos:

- Pantalla LCD, altura de dígitos 25mm
- Dimensiones del plato de pesaje; A x P: 560 x 280mm
- Dimensiones totales; A x P x A: 560 x 400 x 200mm
- Fuente de alimentación de serie
- Peso neto aprox. 9,5 Kg
- Campo de pesaje Máx: 12 Kg
- Lectura (d): 0,005 Kg
- Valor de verificación (e): 0,005 Kg
- 3 años de garantía ofrecidos por el fabricante

*\* En la UE, la verificación de las balanzas destinadas a uso médico está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para ello necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.*

- *Verificación obligatoria por ley: Ref: 965-128: 28.-€*
- *Certificado de Calibración DKD opcional: Ref: 963-128: 80.-€*