



TECNOMED 2000
electromedicina

Báscula con pasamanos, verificada, de máxima seguridad de la firma KERN



TECNOMED 2000
C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid
Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com
www.tecnomed2000.com



Características:

- Verificado conforme a la clase III
- Autorización médica conforme a 93/42/EEC
- **Modelo muy resistente** para el uso diario en el ámbito profesional
- Las abrazaderas de retención optimizadas ergonómicamente proporcionan **máxima seguridad**
- **Higiénico y fácil de limpiar**
- La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma de altura regulable
- Manejo **fácil y cómodo mediante 4 teclas**
- **Función Dynamic Weighing** para la determinación de un valor de pesaje estable, ideal para pacientes que no pueden permanecer quietos de pie
- **Función Data Hold**, cuando el valor de pesaje no cambia, el peso indicado en la pantalla LCD se "congela" automáticamente hasta que se pulse la tecla REPETIR
- **Función IMC** para determinar si el peso es normal o si hay sobrepeso
- **Funcionamiento con acumulador** interno en serie. Tiempo de funcionamiento aprox. 100 horas. Tiempo de carga: 8 horas aprox.
- 3 Años de Garantía
- **1** Aparato indicador ergonómico con teclas grandes y pantalla LCD de gran contraste para introducir y leer con toda comodidad valores de pacientes (como por ej. la altura) para calcular el IMC
- Plato de pesaje grande y estable con superficie accesible anti-deslizante y resistente al desgaste, para no perder el equilibrio
- 2 ruedas para facilitar el transporte de la báscula

Datos Técnicos:

- Pantalla LCD, altura de dígitos 25mm
- Dimensiones del plato de pesaje: A x P x A: 640 x 500 x 70mm
- Dimensiones totales (abrazadera de retención incluida): A x P x A: 650 x 655 x 1130mm
- Fuente de alimentación de serie
- Interfaz de datos RS232C cable de interfaz de serie
- Peso neto aproximado: 22Kg

Modelo	Peso Máx. (Kg)	Lectura (d) (Kg)	Valor de Verificación (e) (kg)
KEMTP200K100M	220	0,1	0,1

** En la UE, la verificación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para ello necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.*

*Verificación obligatoria por Ley. Referencia 965-129: 54.-€
Certificado de Calibración DKD Opcional. Referencia 963-129: 112.-€*