

# Monitor Fetal Anteparto BT-300

## El BT-300 muestra los parámetros del Feto.

Ligero, portátil y fácil de usar, el BT-300 es el mejor monitor fetal anteparto que garantiza la satisfacción del usuario mediante las siguientes características distintivas:

- Compacto y ligero.
- Alta sensibilidad desde la sonda de 1 MHz.
- Doble frecuencia cardíaca fetal (FCF) externa simultánea con doble doppler.
- Marcador de eventos con diseño ergonómico.



# Monitor Fetal BT-300

## Especificaciones

<b>FCF</b>	Doppler pulsado Intensidad: 10mW/cm <sup>2</sup> o menos Precisión FCF: Rango $\pm 2\%$	Frecuencia ultrasonido Rango FCF: 30 - 240 lpm
<b>MF</b>	Movimiento fetal	
<b>UC</b>	Tipo externo Control referencia cero	Frecuencia respuesta: DC 0.5 Hz Rango medicion: 0 - 9 unidades
<b>IMPRESORA</b>	Tipo térmico Funcion de alimentacion de papel	Velocidad impresion: 1, 2, 3 cm/min
<b>PANTALLA</b>	LED 7 segmentos	3 canales (FCF, FCF II, UC)
<b>SONIDO</b>	Sonido Doppler Sonido informacion	Alarma acústica
<b>CONFIGURACION</b>	Valores alarma alta/baja, hora y fecha Velocidad y contraste de impresion	
<b>FUNCION</b>	Funcion marcador Funcion zoom	Funcion Offset FCF II Funcion Auto impresion
<b>ALIMENTACION</b>	Entrada: AC 100 - 240 V (50/60 Hz) Consumo 80 VA	Salida: DC 16 V, 2.8 A
<b>DIMENSIONES</b>	191 mm(Alto) x 187 mm(Largo) x 201 mm(Prof.)	
<b>ACCESORIOS ESTANDAR</b>	Sonda doppler ultrasonido 2 o 1 (indv.) Marcador eventos Jack 1 Adaptador eléctrico 1 cable 3 x cinturones para sondas	1 x Sonda UC 2 x Papel impresion 1 x Gel ultrasónico 1 x Manual usuario
<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>	Simulador Acústico Bateria externa	Antena Bluetooth

## Interfaz PC

### BCM-330

### Sistema Central Monitorizacion

Control remoto de hasta 8 monitores por Central.  
Emision y registro simultaneo del sonido cardíaco fetal  
Soporte multilenguaje ilimitado  
Conexion al cable (RS-232C) y Wireless (Bluetooth)



**TECNOMED 2000**  
electromedicina

**Central:** C/ Valencia, 25, 1º 7 - 28012 MADRID - Tel.- 902-18 05 41 - Fax.- 91-539 06 24  
**Delegacion Sevilla:** C/ Aviacion, 31, Oficina 10 - Edificio Vilaser - 41007 SEVILLA