

# BT-200 Doppler Vascular HI-dop

## Doppler Vascular modelo BT-200 HI -dop

El Doppler Vascular HI-dop le muestra en tiempo real el flujo sanguíneo.

El HI-dop es un doppler tamaño de bolsillo para médicos, cirujanos y otros especialistas clínicos.

- Compacto y ligero
- Sonda que permite obtener un doppler de alta fiabilidad
- Diseño ergonómico
- 4 tipos diferentes de sondas
- Fácil de utilizar
- Funcionamiento de larga duración (6 horas)



# HI-dop

## Especificaciones Técnicas

<b>Pantalla:</b>	LCD retroiluminada Calidad de Señal Bajo consumo de batería
<b>Rango de Frecuencia Cardíaca:</b>	50 ~ 240 lpm
<b>Fiabilidad:</b>	± 2%
<b>Frecuencia de Ultrasonido:</b>	2, 4, 5 Y 8 MHz
<b>Intensidad de Ultrasonido:</b>	<10 m W/cm <sup>2</sup>
<b>Salida de Sonido:</b>	1.2 W (Altavoz incorporado)
<b>Salida audio para cascos</b>	
<b>Apagado automático de Sonido:</b>	1 Minuto
<b>Apagado automático del equipo:</b>	5 Minutos
<b>Alimentación:</b>	2 X Baterías tipo AA de 1.5 V
<b>Sensibilidad:</b>	a partir de las 10-12 semanas
<b>Interfaz con PC:</b>	Tarjeta de Sonido (BCM-220)
<b>Duración de la Batería:</b>	360 minutos
<b>Accesorios Incluidos:</b>	Funda de transporte Gel 60 ml 2 x Baterías 1.5V AA Sonda de 4, 5 y 8 MHz

