



TECNOMED 2000
electromedicina

FOTOTERAPIA

La lámpara de fototerapia modelo BT-400 es la mejor solución para el tratamiento de la ictericia

- 20.000 Horas de Funcionamiento
- Amplia área de exposición
- Visualización en pantalla durante el funcionamiento y del total de tiempo utilizado
- Ligero y compacto
- Sostén flexible para facilitar su utilización

Especificaciones Técnicas:

Fuente de Luz:

Intensidad: $>30\text{uW/cm}^2/\text{nm}$
Variación de intensidad por 6 horas: $<10\%$
Vida útil: 20.000 horas mínimo
Área efectiva de exposición: 50 x 25 cm

Eléctricas:

Corriente de fuga: $<100\text{uA}$
Entrada: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo: 80 VA aprox.

Salida de Calor:

Por 6 horas: $<10^\circ\text{C}$

Alarma sonora:

$<60\text{dB}$

Normativas:

Tipo BF
EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-1-2-50

Dimensiones:

Carro: 146cm x 43cm x 52 cm
Principal: 7,5cm x 34cm x 21cm

Garantía: 2 años



Accesorios estándar:

1 x Abrazadera
1 x Cable de alimentación
1 x Manual de usuario

Accesorios opcionales:

1 x Carro