



TECNOMED 2000
electromedicina

Lámpara Quirúrgica (Ref: OL-410)



- * Para uso en procedimientos ambulatorios.
- * Para fijar al techo o al Sillón Quirúrgico (Ref: OL-110)
- * Cuatro focos halógenos con baja emisión de rayos infrarrojos con sistema de ventilación forzada
- * Sujeta manos autoclavable
- * Instalado con un brazo doble con movimiento flexible compensado
- * Terminación en pintura electrostática a polvo.

Especificaciones técnicas:

- * 5.000 Lux a 700 mm (2.3 pies)
- * Voltaje de 110 o 220 VAC, 200 W, 50/60 Hz, 5 Amp
- * Dimensiones de la cabeza de la lámpara: 510 x 360 mm (20" x 14")
- * Pesos: Neto 25 Kg.- Bruto 45 Kg.