

Mesa automática para exámenes VERSATILE
(Ref. OL-330)



La mesa **VERSATILE** es un producto desarrollado para ofrecer al profesional un armario además de ser al mismo tiempo una mesa automática para exámenes. Permite las posiciones tipo sillón, mesa e inclinación pélvica para histeroscopia y otros procedimientos ginecológicos, soportando hasta 250 Kg. Sus utilidades permiten el uso en Ginecología y Ultrasonido, Colposcopia, Urología, Clínicas de Fertilización, Pediatría, Dermatología y otros usos donde se necesite una mesa automática.

Características principales:

- Automática, 4 comandos accionados por pedal para movimientos de inclinación del asiento y del respaldo.
- Recipiente removible de acero inoxidable para coleccionar líquidos con extensión para piernas acoplable.
- Piernas removibles.
- Escalón móvil para facilitar el acceso del paciente, 4 cajones frontales y 5 cajones laterales
- Soporte para rollo de papel
- Movimientos accionados por sistema de tornillo sin fin y motor eléctrico Bosch libre de aceite.



Especificaciones Técnicas:

- Altura: 90cm desde el suelo y 62cm desde el escalón
- Largo: 135cm a 180cm
- Ancho: 85cm con las piñneras
- Peso Neto: 153 Kg
- Alimentación: 110/127/220 VAC – 50/60 Hz, 5 Amp
- Tapizado disponible en 16 colores.

Accesorios Opcionales:

- Cabecera con aro de soporte para manos del cirujano (ref. OL-371)
- Almohada (ref. OL-379)
- Bandeja para instrumental (ref. OL-373)
- Apoyos laterales para brazos (ref. OL-374)
- Apoyabrazos removible (ref. OL-380)
- Soporte para suero (ref. OL-377)
- Arco de narcosis (ref. OL-378)
- Accesorio colposcopia (ref. OL-384)