



**TECNOMED 2000**  
electromedicina

### **Mesa totalmente automática PERFORMANCE GINECO (Ref. OL-320)**



La mesa **PERFORMANCE GINECO** atiende a todas las necesidades del profesional de la ginecología, obstetricia, ultrasonido y urología. Sus principales beneficios son sus amplias medidas además de su estructura robusta, agregando las ventajas de una mesa automática y la capacidad de levantar hasta 250 Kg de peso.

#### **Características principales:**

- Control automático por pedal para ajuste de altura, respaldo e inclinación pélvica de hasta 30°.
- Piñeras.
- Soporte para rollo de papel
- Soporte para piernas con tapizado antideslizante conjugado con bandeja de acero inoxidable para exámenes ginecológicos
- Ruedas con sistema de frenos
- Movimientos accionados por sistema de tornillo sin fin y motor eléctrico Bosch libre de aceite.



#### **Especificaciones Técnicas:**

- Altura: 68cm a 100cm
- Largo: 135cm a 180cm
- Ancho: 88cm
- Peso Neto: 170 Kg
- Alimentación: 110/127/220 VAC – 50/60 Hz, 5 Amp
- Tapizado disponible en 16 colores.

#### **Accesorios Opcionales:**

- Arco de narcosis (ref. OL-378)
- Bandeja para instrumental (ref. OL-373)
- Soporte para suero (ref. OL-377)
- Hombreras (ref. OL-376)
- Almohada (ref. OL-379)
- Accesorio colposcopia (ref. OL-384)