



TECNOMED 2000
electromedicina

Mesa automática **PERFORMANCE** para exámenes y procedimientos (Ref. OL-310)



La mesa modelo **Performance** ha sido desarrollada para atender todas las necesidades de los procedimientos ambulatorios, permitiendo las posiciones de sillón, mesa, Fowler y Trendelenburg automáticamente. Existen dos opciones de control: por pedal o control de mano. El pedal comanda los cuatro motores individualmente, de forma de ajustar la altura, el respaldo, la inclinación del asiento y la sección de las piernas. El control de mano permite programar 8 posiciones diferentes de trabajo además de la vuelta a posición cero automáticamente. Este producto atiende a una gran variedad de especialidades para pequeños procedimientos o cirugías, como ser pequeñas cirugías plásticas, dermatológicas, etc ya que es automática, además de soportar pesos de hasta 250 Kg. Los movimientos son accionados por sistema de tornillo sin fin y motor **Bosch** libre de aceite.

Las ruedas tienen un sistema de frenos y permiten mover la mesa de forma suave y segura a cualquier lugar que sea necesario.



Especificaciones Técnicas:

- Altura: 67cm a 94cm
- Largo: 187cm a 195cm
- Ancho: 84cm
- Peso Neto: 198 Kg
- Alimentación: 110/127/220 VAC – 50/60 Hz, 5 Amp
- Tapizado disponible en 16 colores.

Accesorios Opcionales:

- Soporte para piernas (ref. OL-372)
- Cabecera con aro de soporte para manos del cirujano (ref. OL-371)
- Apoyos laterales para brazos (ref. OL-374)
- Arco de narcosis (ref. OL-378)
- Bandeja para instrumental (ref. OL-373)
- Soporte para suero (ref. OL-377)
- Hombreras (ref. OL-376)
- Soporte para proctología (ref. OL-375)
- Articulador para piernas (ref. OL-381)
- Almohada (ref. OL-379)
- Lámpara de cirugía (ref. OL-410)