

**Sillón para Hematología, Donación de Sangre y Quimioterapia
(Ref. OL-340)**



Este sillón ha sido desarrollado para atender las necesidades de nefrólogos, hematólogos y oncólogos. Presenta un diseño moderno y ofrece comodidad al paciente. Totalmente automático y con control de mano, representa una revolución tanto para los médicos como para los pacientes.

Especificaciones Técnicas:

- * Totalmente automático, 2 motores eléctricos para 4 movimientos accionados por control de mano
- * Movimientos accionados a través de motorreductores Bosch (sistema libre de aceite)
- * Ruedas con sistema de frenos
- * Apoyabrazos tapizados y removibles para donación / transfusión de sangre y hemodiálisis

- * Botón Stop de emergencia
- * Posición Trendelemburg en el respaldo
- * Posición Fowler
- * Almohada para mejor acomodación del paciente
- * Tapizados con espuma densidad 33, revestidos con tela laminada de PVC sin costuras, en los colores gris, azul, verde, amarillo, naranja y salmón
- * Triple voltaje 110/127/220V – 50/60 Hz, 5 Amp., tensión de trabajo 24V.
- * Altura: 57cm a 95cm
- * Largo: 180cm
- * Ancho: 64 cm
- * Peso neto: 60 Kg

Accesorios Opcionales:

- * Brazos tapizados cóncavos
- * Soporte con bandeja de acero inoxidable