

Pulsioxímetro Portátil



- Fondo de pantalla azul brillante que favorece la fácil lectura
- Diseño ligero y ergonómico de fácil sujeción
- Función de memoria de hasta 180 horas de tendencias
- Posibilidad de transferencia de datos al ordenador para visualización de tendencias
- Utilización en pacientes neonatos, pediátricos y adultos
- Disponibilidad de Configuración de alarmas
- Funcionamiento mediante baterías AAA que garantizan 30 horas de funcionamiento
- Memoria de tendencias de 180 horas con intervalos de registro de 20 segundos
- Modo "Spot Check" con posibilidad de 100 ID de pacientes



Especificaciones Técnicas

Dimensiones y Peso

- Dimensión: 58 x 105 x 21 mm
- Peso: Peso máximo de 90 g. (sin batería)

Ambiente de Funcionamiento

- Humedad: 15% - 90% (sin condensar)
- Temperatura: 5°C - 40°C

Ambiente de almacenaje

- Humedad: 15% - 95% (sin condensar)
- Temperatura: -20°C - 50°C

Información que aparece en pantalla

- Saturación de Oxígeno (SpO₂)
- Frecuencia cardiaca
- Indicador de batería baja
- Gráfico de Barra vertical
- Indicador de sonda desconectada
- Indicador de conector desconectado
- Indicador de mal funcionamiento de la sonda
- Indicador de búsqueda de pulso
- Función para silenciar alarmas acústicas / Indicador de suspensión de funcionamiento
- Indicador de transferencia de datos
- Indicador de pérdida de pulso
- Indicador Alarma LED

Memoria

Modo Monitorización

- Intervalo de tiempo: 4, 8, 12, 20 segundos
- Tiempo máximo: 180 horas
- Datos de memoria: SpO₂, Frecuencia Cardiaca, Alarma, Error, Hora

Modo "Spot Checking"

- 100 pacientes: ID, Hora, %SpO₂, Frecuencia Cardiaca

Rango de paciente

- Neonato, Pediátrico, Adulto

Especificaciones eléctricas

- Baterías: Tipo AAA para más de 30 horas de utilización continua
- Función Luz de fondo On/Off



TECNOMED 2000
C/ Valencia, 25 - 28012 - Madrid
Tfno: 91.530.0117 Fax: 91.539.0634
Email: admin.2000@tecnomed2000.com
Web: www.tecnomed2000.com

SpO2 (Tecnología Nellcor compatible)

% Saturación

- Rango: 0% - 100%
- Rango perfusión: 0.05% - 20%
- Resolución: 1%
- Rango alarma: 0-100%
- Precisión: ± 2 dígitos a 70 – 100%. Menos de 70% es no especificado
- Promedio: promedio de 8 latidos

Frecuencia cardiaca

- Rango: 30 lpm – 300 lpm
- Resolución: 1 lpm
- Precisión: $\pm 2\%$ o 2 lpm, el que sea mayor
- Promedio: Promedio de 8 segundos

Accesorios incluidos

- Pulsioxímetro P10
- Sonda SpO2 adulto
- 4 x Baterías AAA
- Correa de sujeción
- Manual de usuario