

**Sillón Ginecológico (Ref: OL-121)**



Automático, con 6 comandos por pedal, para movimiento del asiento (altura), respaldo y extensión para piernas.

- \* Cabecera multi-articulada.
- \* Apoyabrazos fijos.
- \* Piernas.
- \* Bandeja de acero inoxidable para exámenes ginecológicos.
- \* Posición Trendelenburg en el respaldo.
- \* Movimientos accionados a través de motorreductores Bosch (sistema libre de aceite).
- \* Altura del asiento: mínimo 68 cm. – máximo 90 cm.
- \* Largo cerrado: 100 cm. – abierto hasta 180 cm.
- \* Ancho: 68 cm.
- \* Tapizado disponible en 16 colores a elegir por el usuario.
- \* Triple voltaje 110/127/220V – 50/60 Hz, tensión de trabajo 24V.