

Sillón para Donación de Sangre (Ajustes manuales) (Ref: OL-141)



Sillón totalmente mecánico, con respaldo con inclinación manual.

- * Totalmente mecánico.
- * Asiento largo con extensión para apoyo de piernas, con movimiento hasta la posición horizontal.
- * Cabecera removible y apoyabrazos especiales para sacar sangre.
- * Pintura electrostática a polvo, de alto brillo, compatible con alcohol para asepsia.
- * Tapizados con espuma densidad 33, revestidos con tela laminada de PVC sin costuras, en los colores gris, azul, verde, amarillo y salmón.
- * Posición Trendelemburg en el respaldo.
- * Altura del asiento: 57 cm.
- * Largo cerrado: 128 cm. – abierto hasta 180 cm.
- * Ancho: 69 cm.