

Sillón odontológico modelo LOGIC PLUS (Ref. OL-906)



Sillón Dental "Logic" (Ref. OL-101)

- Movimientos eléctricos de ajuste de asiento y respaldo comandados por pedal
- Retorno a cero automático, 3 posiciones de trabajo y posición de enjuague en memoria
- Cabecera multiarticulada
- Pedal progresivo para piezas de mano
- Apoyabrazos derecho abatible
- Base larga con caja de conexiones integrada
- Tapizado Anatomic con espuma inyectada y sin costuras (16 colores de tapizado disponibles a elegir por el usuario)

Módulo Odontológico "1.4 Logic P" Acoplado (Ref. OL-304)

- 3 salidas para piezas de mano + 1 jeringa triple
- Brazo Flex con regulación neumática de altura
- Doble bandeja para instrumentos de acero inoxidable
- Negatoscopio acoplado
- Conexión Borden o Midwest

Lámpara Odontológica Concept (Ref. OL-401)

- 3 intensidades de luz: 16.000/20.000/24.000 Lux
- Lámpara con cabezal de ABS sellada
- Botón On / Off en la base

Unidad de Agua "LF" (Ref. OL-506)

- Escupidera translúcida
- Llena-vasos con botón de presión
- 2 eyectores de saliva Venturi (1 de alta y 1 de baja)
- Abatible a 90°
- Conductos destacables para esterilización

Opcionales

- Sistema anti stress (Ref. OL-749)
- Salida adicional de pieza de mano (Ref. OL-755)
- Lámpara fotocurado LED (Ref. OL-762)
- Sistema de fibra óptica (Ref. OL-711)
- Micromotor eléctrico (Ref. OL-712)
- Módulo para asistente (Ref. OL-717)
- Jeringa triple adicional en la escupidera o en el módulo para asistente (Ref. OL-759)
- Panel táctil en el módulo para asistente (Ref. OL- 714)
- Sistema profilaxis con bicarbonato (Ref. OL-764)
- HVE – High Vacuum Evacuation (Ref. OL-772)
- Kit para bomba de vacío (Ref. OL-765)
- Kit Cattani (Ref. OL-766)
- Soporte para monitor LCD (Ref. OL-709)
- Taburete a gas sincronizado (Ref. OL-723)
- Taburete a gas (Ref. OL-720)
- Taburete anti stress (Ref. OL-722)